



Meso-Clean Basic



Artikel Nr. 34743

LWL- Reinigungskoffer


Studien haben gezeigt, dass 80-90% aller Übertragungsprobleme in optischen Netzwerken durch verunreinigte Stecker verursacht werden. Grundsätzlich muss jeder Stecker, bevor dieser eingesteckt wird, überprüft und allenfalls gereinigt werden. Dies trifft auch bei neuen, noch unbenutzten Patchkabel zu. Dieses Reinigungsset wurde speziell für alle Netzwerktechniker zusammengestellt. Mit diesen Tools reinigen und überprüfen Sie alle gängigen Steckertypen.

Weitere Infos finden Sie auf unserem Webshop: [Inspektions- und Reinigungskoffer](#)


Kofferinhalt (Standardvariante)



P5000i Digitales Steckermikroskop mit USB-Anschluss.
Inkl. folgenden Adapter:
- SC/PC & LC/PC Panel Adapter
- 2.5 & 1.25mm/PC Universaladapter für Patchkabel



Cletop-S-B Trockenreinigungs-Kassette
Cletop-S-Tape Ersatzkassette



Spebox (Spenderbox) mit fuselfreien Reinigungstücher 10x10 cm 100Stk.



Meso Light ML3s Rotlichtlaser
Visuelle Fehlersuche



Sprühflasche 150ml gefüllt mit Isopropylalkohol



IBC-M250 für die Steckereinigung direkt im Panel (2.5mm PC/APC inkl. E2000)



E2000 Service Adapter **SA-E2**



IBC-1.25 für die Steckereinigung direkt im Panel (1.25mm PC/APC)



Reinigungsstäbchen je 10 Stk. für **Cletop 2.5** und **Cletop 1.25**