



Meso-Clean Pro



Artikel Nr. 34770

LWL- Reinigungskoffer

Studien haben gezeigt, dass 80-90% aller Übertragungsprobleme in optischen Netzwerken durch verunreinigte Stecker verursacht werden. Grundsätzlich muss jeder Stecker, bevor dieser eingesteckt wird, überprüft und allenfalls gereinigt werden. Dies trifft auch bei neuen, noch unbenutzten Patchkabel zu. Dieses Reinigungsset wurde speziell für alle Netzwerktechniker zusammengestellt. Mit diesen Tools reinigen und überprüfen Sie alle gängigen Steckertypen.

Kofferinhalt (Standardvariante)




Handmonitor HD4 / OLP
Integriertes
Patchkabel-Mikroskop
Panelsonde P5000i

Die wichtigsten Vorteile


Handtester mit Gut/Schlecht-Auswertung
Automatische Zentrierung des Faserbildes
Mobiler Einsatz



Rotlichtquelle VFF-5P
Visuell Fehlersuche



CletoP-S-B Trockenreinigungs-Kassette
CletoP-S-Tape Ersatzkassette



Spebox (Spenderbox)
mit fuselfreien Reinigungstücher
10x10 cm 100Stk.



Sprühflasche 100ml
gefüllt mit
Isopropylalkohol



E2000 Service Adapter **SA-E2**



IBC-M250 für die Steckereinigung
direkt im Panel (2.5mm PC/APC inkl.
E2000)



IBC-1.25 für die Steckereinigung
direkt im Panel (1.25mm PC/APC)



Reinigungsstäbchen je 10 Stk. für
CletoP 2.5 und **CletoP 1.25**