



Meso-Clean Starter



Artikel Nr. 34259

LWL- Reinigungskoffer


Studien haben gezeigt, dass 80-90% aller Übertragungsprobleme in optischen Netzwerken durch verunreinigte Stecker verursacht werden. Grundsätzlich muss jeder Stecker, bevor dieser eingesteckt wird, überprüft und allenfalls gereinigt werden. Dies trifft auch bei neuen, noch unbenutzten Patchkabel zu. Dieses Reinigungsset wurde speziell für alle Netzwerktechniker zusammengestellt. Mit diesen Tools reinigen und überprüfen Sie alle gängigen Steckertypen.

Weitere Infos finden Sie auf unserem Webshop: [Inspektions- und Reinigungskoffer](#)

Kofferinhalt (Standardvariante)




Meso Light ML3s Rotlichtlaser
Visuelle Fehlersuche



Spebox (Spenderbox)
mit fuselfreien Reinigungstücher
10x10 cm 100Stk.



IBC-M250 für die Steckereinigung
direkt im Panel (2.5mm PC/APC inkl. E2000)



CletoP-S-B Trockenreinigungs-Kassette
CletoP-S-Tape Ersatzkassette



Sprühflasche 150ml
gefüllt mit Isopropylalkohol



IBC-1.25 für die Steckereinigung
direkt im Panel (1.25mm PC/APC)



E2000 Service Adapter **SA-E2**



Reinigungsstäbchen je 10 Stk. für
CletoP 2.5 und **CletoP 1.25**